

## PLAQUETTES GLU RATS ET SOURIS

Plaque collante pour la capture des rongeurs

### 1. COMPOSITION

Barquette en plastique de couleur blanche.

**Dimensions : L 252 x l 122 x H 10 mm**

Le conditionnement des plaques, qui sont rangées deux par deux et séparées par des cales, permet de maintenir intactes les qualités de l'encollage.



### 2. MODE D'ACTION

Les rongeurs, qui sont soit appâtés par de la nourriture déposée au centre de la plaque, soit tout simplement passent dessus lors de leurs déambulations, restent collés très fortement sur la surface et ne peuvent s'en détacher.

### 3. INDICATIONS

Ce produit s'utilise dans différents cas de figure :

- Pour détecter le passage de rongeurs lorsque l'on désire vérifier la présence ou la provenance de nuisibles dans un local donné.
- Pour prouver la présence de rongeurs lorsque l'on veut mettre quelqu'un en demeure de traiter.
- Pour éliminer les rongeurs en cas de faible infestation.
- Pour mener une action coup de poing afin d'affaiblir la population dans le cas de fortes infestations.
- Pour un traitement en zones sensibles où l'utilisation d'appât n'est pas autorisé ou recommandé : laboratoire, présence humaine...

### 4. MODE D'EMPLOI

Séparer les plaques, qui sont conditionnées deux par deux et les disposer aux points de passage supposés des rongeurs.

Ne pas disposer les plaques en zone ouverte mais plutôt le long des murs, derrière les meubles ou dans des endroits abrités si l'on opère à l'extérieur des bâtiments.

Relever les pièges quotidiennement.

Pour une meilleure action, placer un appât au centre de la plaque (fromage, chocolat, etc.).

### 5. CONDITIONNEMENT & REFERENCE

R8283 - Carton de 100 plaquettes (50x2)

### 6. PRÉCAUTIONS

Éviter que les enfants ou les animaux domestiques touchent la colle qui, bien que non toxique, est très forte et s'avère pénible à enlever.

En cas de contact avec la peau, nettoyer précautionneusement avec du dissolvant à ongles.